






totallab

life science
analysis essentials

1D電泳膠&Micro array分析軟體


1. Stepwise 功能方便，使用者應用導向之操作介面
2. 具快速指南工具引導初學者進階式完成整個工作流程
3. 工作階段及需求解說選單，方便使用常用指令
4. 支援 TIFF 影像輸入及 TIFF、JPG 影像輸出
5. 可自由調整影像之旋轉角度，以修正拍攝時之誤差
6. 可調整影像之明暗、對比及雜訊濾除
7. 可自動進行重覆或類似影像之處理及分析
8. 可自動進行 Lane 及 Band 之偵測與積分




21 CFR part 11 compliance

For labs required to meet a higher level of data security, there is an additional module available with the Totallab and Phoretix 1D software which allows you to operate in a 21 CFR Part 11 fashion. It enables the use of secure log-ins, electronic signatures and audit trails with complete data integrity and security for your 1D analysis projects.

微陣列分析



菌落計數分析



影像定量分析

