



Stat Fax[®] 4500

食品分析測定儀



適用Megazyme分析套組 專機專用
避免實驗交叉污染

國際AOAC黃金標準
檢測方法的指定廠商



- 適用於酒類研究所或是小型化學分析實驗室
- 觸控式螢幕,簡單操作
- 管式測定模式: Tube 或 Cuvette
- Tube 適用規格: 12mm Tube
- 最小樣品體積: 1ml
- 適用波長: 340 to 700 nm
- 吸光偵測極限: 0.0-3.0 A
- 已內建Megazyme 33種protocol
- 最多可記憶120種Protocol
- 可控制溫度,適用37度C反應套組
- 一次可加溫12支Tube
- 內建感熱式印表機
- 可外接電腦,將數據以Excel檔案輸出
- 加溫、反應、判讀、輸出一次到位

酒類相關研究正夯!

Stat Fax® 4500 Chemistry Analyser
幫你內建完成

常見 **33** 種試驗



操作人員的最愛

	StatFax® 4500 
ANALYTE	KIT CATALOGUE CODE
Acetic acid	K-ACETRM
Acetaldehyde	K-ACHYD
Ascorbic acid	K-ASCO
Citric Acid	K-CITR
D-/L-Lactic acid	K-DLATE
D-Lactic acid	K-DATE
L-Lactic acid	K-LATE
D-Malic acid	K-DMAL
Ethanol	K-ETOH
Formic acid	K-FORM
D-Fructose / D-Glucose	K-FRUGL
D-Gluconate	K-GATE
Glycerol	K-GCROL / K-GCROLGK
D-Glucose	K-GLUC / K-GLUHK
L-Malic acid	K-LMALL / K-LMALR
D-Mannitol / L-Arabitol	K-MANOL
Primary amino nitrogen	K-PANOPA
D-Sorbitol / Xylitol	K-SORB
Succinic acid	K-SUCC
Sulphite (Free)	K-SULPH
Sulphite (Total)	K-TSULPH / K-SULPH / K-ETSULPH
Tartaric acid	K-TART
Ammonia	K-AMIAR / K-URAMR / K-LARGE
Urea	K-URAMR / K-LARGE
L-Arginine	K-LARGE



任買兩組上列kit就送 1箱

促銷至2015/4/30

#446469 MaxiSorp™ LockWell 免疫分析盤