



請愛我
請讚我

還在使用動物偵測熱原嗎？

Associates of Cape Cod 提供貴單位更好的熱原偵測法！

- ★ 符合美國藥典〈USP〉、FDA、中華藥典規範
- ★ 符合ISO 13485: 2012 醫療器材品質管理系統



濁度法 PYROTELL®-T & 呈色法 PYROCHROME®

- 內毒素定量法
- 靈敏度達 0.001 EU/ml

市面最強



- 濁度及呈色法搭配 Pyros Kinetix® Flex 內毒素專用管式判讀儀，專機專用
- 軟體皆符合 FDA 21 CFR Part 11 規範

凝膠法 PYROTELL®

- 經典內毒素偵測法
- 輕鬆操作、簡單判讀
- 0.25、0.125、0.006、0.003 EU/ml 多款靈敏度提供選擇



凝膠法快篩套組 PYROSATE®

- 快至 < 15分鐘判讀
- 樣品添加，直接判讀
- 0.25、0.125、0.03 EU/ml 靈敏度