




Typhoon

多光譜雷射掃描成像儀

再生醫學蛋白質體研究的最佳幫手



46 x 40 cm 超大掃描面積，可同時掃描多片 DIGE gel。

可選多達 5 色螢光，可同時偵測 4 種處理組與 1 個控制組。

在同一片膠體內同時分離帶有不同的螢光標記的樣本，採取更有效率的方式來消除 gel to gel 之間的誤差，以獲得更準確的結果。




Table 1. Typhoon scanner series comprises five different configurations

	Phosphor imaging	Densitometry (OD)	RGB fluorescence	Near-infrared fluorescence
Amersham Typhoon IP	X	O	O	O
Amersham Typhoon NIR	O	O	O	X
Amersham Typhoon NIR Plus	O	X*	X**	X
Amersham Typhoon RGB	X	X	X	O
Amersham Typhoon 5	X	X	X	X

OD = optical density * Optical density accessory (OD plate) is needed ** Only Green fluorescence channel is included
X: supported O: not supported